

貯法：室温保存

有効期間：3年

許可番号

21A2X00016

販売開始

1998年4月

溶解剤

日本薬局方 精製水

PURIFIED WATER

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1mL中 日局精製水 1mL (イオン交換法により精製し、RO膜、UF膜を通した水で、除菌ろ過はしているが、加熱滅菌はしていない。)
----	-----------------------------------------------------------------------

3.2 製剤の性状

性状	本品は無色澄明の液で、においはない。
----	--------------------

4. 効能又は効果

○溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。

○医療機器の洗浄に用いる。

6. 用法及び用量

溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。

医療機器の洗浄に用いる。

その他の用途

溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。

(コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

注射剤の調製には用いないこと。

14.2 薬剤使用時の注意

14.2.1 液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないこと。

14.2.2 一度取り出した液を元の容器に戻さないこと。

14.2.3 開封後はなるべく速やかに使用すること。

14.2.4 容器の先が、人指等に触れると、雑菌等のため、液が汚染又は混濁することがあるので注意すること。

また、臭い、混濁、沈殿が生じたものは使用しないこと。

14.2.5 ソフトコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に本品を用いた場合は、装着前に必ずソフトコンタクトレンズを煮沸消毒すること。

14.2.6 コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。

20. 取扱い上の注意

20.1 直射日光をさけること。

20.2 なるべく冷所（冷蔵庫等）に密栓して保管すること。

20.3 他の容器に入れかえないこと。

22. 包装

500mL（ポリエチレン容器）、18L（ポリエチレン容器）、

20L（ポリエチレン容器）

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日興製薬販売株式会社 製品情報窓口

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町3番地

電話 (03) 3254-1831

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

26.2 発売元

日興製薬販売株式会社

東京都千代田区神田紺屋町32番地